



Уретротомы

Уретротомы

0

1

2

Оптические уретротомы

Уретротром для рассеечения без оптики

Оптический уретротом 8667

E-line

для оптики 4 мм, 0°



		Каталожный номер
Тубус 20,5 Шр. с инструментальным краном для бокового ввода катетера (4 Шр.)		8667.011
Обтуратор с центральным отверстием также может быть введен в уретру через направляющий катетер		8667.111
Направляющая трубка , с боковой прорезью для установки 16 Шр. баллонного катетера		8667.161
Насадка с 1 краном для ввода инструмента, проход макс. 10 Шр.		8652.264
Рабочая вставка для скальпеля, разрезающего стриктуры		8667.911

Оптика PANOVIEV	∅	Направление взгляда	С увеличенным размером изображения и полем зрения	
	4 мм	0°	8650.414	

Скальпели для стриктур см. на обороте

Скальпели для стриктур для оптического уретротома 8667

- Уникальные режущие свойства благодаря керамическому лезвию
- Острое лезвие в течение более продолжительного времени
- Совместим с современными и предшествующими системами R. WOLF

Скальпели для стриктур с керамическим лезвием	Тубус	Лезвие/Форма	Каталожный номер
	Сплошной	Полукруглое	8667.961
	С центральным отверстием (для 4 Шр. уретральных катетеров)	Полукруглое	8667.966
	С центральным отверстием (для 4 Шр. уретральных катетеров)	«Плавник акулы» для узких стенозов	8667.971
	Сплошной	В форме ланцета	8667.981

Стальные скальпели для стриктур	Тубус	Лезвие/Форма	Каталожный номер
	С центральным отверстием (для 4 Шр. уретральных катетеров)	Полукруглое	8667.965
	С центральным отверстием (для 4 Шр. уретральных катетеров)	Волнообразное	8667.955
	Сплошной	Полукруглое	8667.96
	Сплошной	Волнообразное	8667.95
	Сплошной	В форме ланцета	8667.98
	Сплошной	В форме крючка	8667.94
	Сплошной	В форме серпа	8667.93

Оптический мини-уретротом

E-line

для оптики 3,3 мм, 0°



		Каталожный номер
Тубус 16,5 Шр. , с впускным и выпускным краном, боковым инструментальным краном (4 Шр.), скошенным дистальным концом и автоматическим замком		8670,011
Обтуратор, полый по центру		8670,111
Опционно для непрерывного промывания: Наружный тубус, 19,5 Шр.		8670,061
Для установки 12 Шр. баллонного катетера: Наружный тубус, с боковой прорезью		8670,161
Рабочий элемент, пассивный		8670,911

Оптика PANOVIEW	∅	Направление взгляда	С увеличенным размером изображения и полем зрения	
	3,3 мм	0°	8660,424	

Скальпели для стриктур см. на обороте

Скальпели для стриктур

для оптического мини-уретромома
по Riedmiller

- Уникальные режущие свойства благодаря керамическому скальпелю
- Острое лезвие в течение более продолжительного времени
- Совместим с современными и предшествующими системами R. WOLF

1

Керамические скальпели	Тубус	Лезвие/Форма	Каталожный номер
	Сплошной	Полукруглое	8670.961
	С центральным отверстием (для 4 Шр. уретральных катетеров)	Полукруглое	8670.965
	Сплошной	Ланцет	8670.981

Оптический уретротом для оптики 1,9 мм для новорожденных и маленьких детей

1



Тубус с фиксированным ирригационным краном, включая обтуратор				Адаптер для обследования и зондирования	Рабочий элемент
					
	Шр.	Цветовая кодировка	Внутренний диаметр (Шр.)	1 кран для инструмента	
8693.0141	8,5	красный	3	8688.264	8693.914

Скальпели для стриктур	Лезвие	Каталожный номер
	керамика / полукруглое	8693.961
	полулунной формы	8693.96
	серповидной формы	8693.93
	крючковидной формы	8688.94
	ланцетное лезвие, обоюдоострый режущий край	8688.98

Оптика PANOVIEW	∅	Направление взгляда	С увеличенным размером изображения и яркостью	
	1,9 мм	0°	8686,414	

Оптический уретротом для оптики 2,7 мм для детей

1



Тубус, фиксированный ирригационный кран, включая обтуратор, изолированный дистальный наконечник			Адаптер для обследования (без крана)	Рабочий элемент с пассивным резанием
				
	Шр.	Цветовое кодирование		
8677.0141	11,5	желтый	8677.254	8677.224

Скальпели для стриктур	Лезвие	Каталожный номер
	Керамика / полукруглое	8677.961
	крючковидное, модель «Erlangen»	8677.94
	серповидной формы	8677.93

Оптика Panoview	∅	Направление взгляда	С увеличенным размером изображения и яркостью	
	2,7 мм	0°	8672.421	

Уретротом

для рассечения без оптики

2

направление резания «12 часов»



	Шр.	Рабочая длина	Каталожный номер
Уретротом по Otis с 3 сменными наконечниками (прямой, шарообразный и изогнутый) включая 2 ножа	15-45	200 мм	8517.00
Запасной нож 			8517.90



	Шр.	Рабочая длина	Каталожный номер
Уретротом по KEITZER для детей, а также для меатотомии у взрослых включая 2 ножа	12-24	140 мм	8517.01
Запасной нож 			8517.91