



Циклоп


Оптические захватывающие щипцы 3XL



Циклоп

Оптические захватывающие щипцы 3XL

- Оптимальная визуализация.
- Уникальные щипцы с высоким уровнем стабильности.
- Щипцы идеальны для удаления больших инородных тел и частей тканей, или для повторного вмешательства в бронхиальный тракт.
- Совместимы с операционным телескопом Lumina SL (8465.30) 0° и со всеми бронхоскопами, трахеоскопами и тубусами эзофагоскопа, с внешним диаметром больше 10.6 мм и рабочей длиной больше 435 мм.



Аксессуары:

Оптические захватывающие щипцы 3XL

Внешний диаметр \varnothing 10.5 мм,
Рабочий канал \varnothing 5.7 мм,
Рабочая длина 482 мм,
Общая длина 524.5 мм.....8466.654

Lumina SL операционный телескоп

\varnothing 5.5 мм, направление обзора 0°,
рабочая длина 495 мм.....8465.30

Бронхоскоп "Nemer"

Внешний диаметр \varnothing 12 мм,
Рабочая длина 387 мм,
Общая длина 430 мм.....8214.1261

Трахео-бронхоскоп "Nemer"

Внешний диаметр \varnothing 12 мм,
Рабочая длина 307 мм,
Общая длина 350 мм.....8214.124

Трахеоскоп "Nemer"

Внешний диаметр \varnothing 12 мм,
Рабочая длина 257 мм,
Общая длина 300 мм.....8214.1281

Трахеоскоп "Nemer"

Внешний диаметр \varnothing 14 мм,
Рабочая длина 257 мм,
Общая длина 300 мм.....8214.1441

Тубус эзофагоскопа

Рабочая длина 300 мм,
Общая длина 344 мм.....8256.09