

Яркое решение!



Lucy

Светодиодный
налобный осветитель

Светодиодный налобный осветитель *Lucy*

Миниатюрность, легкость, модульность -
все для интенсивного и естественного света!



Победитель
международного
конкурса
промышленного
дизайна
2008

Компактный и гибкий
налобный осветитель
Lucy помещается
в одной руке



Удобство использования



Улучшенная светодиодная технология минимизирует нежелательный нагрев тканей при осмотре.

- Низкая стоимость эксплуатации и обслуживания благодаря использованию долговечных светодиодов и отказа от гибких волоконных световодов
- Максимальная свобода перемещения и функциональность
- Тактильно различимые кнопки управления
- Поворот и подстройка налобного осветителя осуществляется одной рукой
- Включение и выключение налобного осветителя путем простого поворота корпуса (как показано на рисунке слева)

Оптимальная настройка



Два различных направления светодиодного света гарантируют идеальные условия освещенности.

- Прямое направление света при осмотре объектов, находящихся на уровне глаз
- Нисходящее направление света при осмотре объектов, расположенных ниже уровня глаз

Модульная система

Модульный светодиодный налобный осветитель *Lucy* производства Richard Wolf позволяет каждому пользователю оптимизировать систему под свои конкретные нужды.

Поставляемый с осветителем, гибкий, текстильный головной обруч адаптируется к голове пользователя, что обеспечивает максимальный комфорт в сочетании с минимальным весом. Ткань обруча не затрудняет отвод тепла и влаги от кожи головы, а минимальная аллергенность обеспечивается отказом от использования латекса и клеящих веществ. Непревзойденно компактный источник света располагается непосредственно между глазами пользователя, что обеспечивает идеальное коаксиальное освещение без ограничения полей зрения.

Надежные аккумуляторы



Литий-полимерные аккумуляторы гарантируют максимальную удельную емкость. Время работы от батарей особенно впечатляет в сравнении с минимальными размерами и массой.

- Свобода перемещения благодаря различным способам фиксации батарей
- Быстрая и простая замена аккумулятора одной рукой
- Визуальная индикация заряда батареи и звуковое предупреждение о низком заряде аккумулятора

Lucy

Гибкость прежде всего!

Варианты гибкого обруча

Одноразовый
обруч
4606000



Текстильный
обруч
4606200

В дополнение к текстильному головному обручу Richard Wolf также предлагает гигиеничные и экономичные одноразовые головные обручи для особо стерильных оперативных вмешательств (поставляются по 20 штук в упаковке с одной монтажной площадкой)

Полуригидный пластиковый головной обруч и шлем

64056016 *



64056015 *



* Поставляются без модуля налобного осветителя

Спектр доступных аккумуляторов



малый, 1320 мАч большой, 2640 мАч
4604050 4604060



Зарядное устройство
для аккумуляторов
4601000

Удлинительный кабель + клипса крепления 4605000

Для размещения аккумулятора на поясе или в кармане.



Светодиодный налобный осветитель *Lucy*

Базовые комплекты с гибким обручем

Аккумуляторы*

2
малых



2x
4604050

5

2
больших



2x
4604060

6

Светодиодные источники света

Направление света
прямо вниз



4608008

8



4608009

9

Гибкий обруч



4606200

Базовый комплект включает

Зарядное устройство



4602000

Монтажная площадка



64219051

Держатель аккумуляторов



4603000



64007121

46002 7 → Order no.

* Аккумуляторы поставляются по одной штуке.
Два аккумулятора поставляются только в составе комплекта налобного осветителя.

Базовые комплекты с полуригидным обручем или шлемом

Аккумуляторы

2
малых



2x
4604050 *

5

2
больших



2x
4604060 *

6

Светодиодные источники света

Направление света
прямо вниз



4608008

8



4608009

9

Головной полуригидный

обруч шлем



64056015

8



64056016

9

Базовый комплект включает

Зарядное устройство



4602000

Держатель аккумуляторов



4603000



64007121

46001 → Order no.

* Аккумуляторы поставляются по одной штуке.
Два аккумулятора поставляются только в составе комплекта налобного осветителя.

Дополнительные принадлежности

Удлинительный кабель +
клипса крепления
4605000 (картинка на странице 3)

Одноразовые обручи
4606000 (картинка на странице 3)

Зарядное устройство для аккумуляторов
4601000 (картинка на странице 3)